


Anker[®] **BONE LEVEL**
Dental implant system



SB-I

Hex 2.1

D Ø3.4 (D1 / 3.6mm)

L	8.5	10	11.5	13	15
	SBN 3408	SBN 3410	SBN 3411	SBN 3413	SBN 3415

Cover Screw



- ・ 安裝使用1.2Hand Driver
- ・ 建議安裝扭力: 10 Ncm / Manual

Hex 2.1

D Ø3.0 (D1 / 3.3mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBN 3007	SBN 3008	SBN 3010	SBN 3011	SBN 3013	SBN 3015


D Ø3.5 (D1 / 3.7mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBN 3507	SBN 3508	SBN 3510	SBN 3511	SBN 3513	SBN 3515

Cover Screw



- ・ 安裝使用1.2 Hand Driver
- ・ 建議安裝扭力: 10 Ncm / Manual



SB-II

Hex 2.1


D Ø3.5 (D1 / 3.4mm)

L	8.5	10	11.5	13	15
	SBN 3508N	SBN 3510N	SBN 3511N	SBN 3513N	SBN 3515N

Cover Screw



- ・ 安裝使用1.2 Hand Driver
- ・ 建議安裝扭力: 10 Ncm / Manual



SB-III

Hex 2.5

D Ø3.8 (D1 / 4.0mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBS 3807	SBS 3808	SBS 3810	SBS 3811	SBS 3813	SBS 3815

D Ø4.3 (D1 / 4.5mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBS 4307	SBS 4308	SBS 4310	SBS 4311	SBS 4313	SBS 4315

D Ø4.8 (D1 / 5.0mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBS 4807	SBS 4808	SBS 4810	SBS 4811	SBS 4813	SBS 4815

Hex 2.5

D Ø4.0 (D1 / 4.2mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBS 4007	SBS 4008	SBS 4010	SBS 4011	SBS 4013	SBS 4015

D Ø4.5 (D1 / 4.6mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBS 4507	SBS 4508	SBS 4510	SBS 4511	SBS 4513	SBS 4515

D Ø5.0 (D1 / 5.1mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBS 5007	SBS 5008	SBS 5010	SBS 5011	SBS 5013	SBS 5015

D Ø6.0 (D1 / 6.1mm)

L	7	8.5	10	11.5
	SBS 6007	SBS 6008	SBS 6010	SBS 6011

D Ø7.0 (D1 / 7.1mm)

L	7	8.5	10	11.5
	SBS 7007	SBS 7008	SBS 7010	SBS 7011

Hex 2.5

D Ø4.0 (D1 / 3.9mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBS 4007N	SBS 4008N	SBS 4010N	SBS 4011N	SBS 4013N	SBS 4015N

D Ø4.5 (D1 / 3.9mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBS 4507N	SBS 4508N	SBS 4510N	SBS 4511N	SBS 4513N	SBS 4515N

D Ø5.0 (D1 / 3.9mm)

L	7	8.5	10	11.5	13	15
	SBS 5007N	SBS 5008N	SBS 5010N	SBS 5011N	SBS 5013N	SBS 5015N

Narrow


Standard

Long Cover Screw



G/H	1	2
	SBCS 3510(I)	SBCS 3520(I)
COLOR	Purple	

- 材質：Ti6Al4V
- 滅菌：γ-ray滅菌
- 用途：搭配牙根封口使用



G/H	1	2
	SBCS 4010	SBCS 4020
COLOR	Green	

- 材質：Ti6Al4V
- 滅菌：γ-ray滅菌
- 用途：搭配牙根封口使用

Healing Abutment



D Ø4.5

H	3	5	7
G/H	1	2	3
	SBHAN 453(I)	SBHAN 455(I)	SBHAN 457(I)

D Ø5.5

H	3	6
G/H	1	3
	SBHAN 553(I)	SBHAN 556(I)

D Ø4.5

H	3	5	7
G/H	1	2	3
	SBHAS 453	SBHAS 455	SBHAS 457

D Ø5.5

H	3	5	7
G/H	1	2	3
	SBHAS 553	SBHAS 555	SBHAS 557

D Ø6.5


H	3	5	7
G/H	1	2	3
	SBHAS 653	SBHAS 655	SBHAS 657

D Ø7.5

H	3	5	7
G/H	1	2	3
	SBHAS 753	SBHAS 755	SBHAS 757

- 使用在第二階手術(Two Stage)，待牙肉塑型
- 亦可植牙手術後立即接上，做為一階手術(One Stage)
- 安裝使用1.2 Hex / Torque Driver安裝
- 建議安裝扭力: 10 Ncm / Manual

Thin Healing Abutment



D Ø4.0


H	4	6	8
	SBHAN 404(I)	SBHAN 406(I)	SBHAN 408(I)

D Ø4.0

H	4	6	8
	SBHA 404	SBHA 406	SBHA 408

- 使用在第二階手術(Two Stage)，待牙肉塑型
- 亦可植牙手術後立即接上，做為一階手術(One Stage)
- 安裝使用1.2 Hex / Torque Driver安裝
- 建議安裝扭力: 10 Ncm / Manual

Wide Healing Abutment



D Ø5.0

H	2	3	4
	SBHAN 5012(I)	SBHAN 5023(I)	SBHAN 5034(I)

D Ø6.0

H	2	3	4	5	6
	SBHAS 6012	SBHAS 6023	SBHAS 6034	SBHAS 6045	SBHAS 6056

D Ø7.0

H	2	3	4	5	6
	SBHAS 7012	SBHAS 7023	SBHAS 7034	SBHAS 7045	SBHAS 7056

D Ø6.0

H	2	3	4
	SBHAN 6012(I)	SBHAN 6023(I)	SBHAN 6034(I)

D Ø8.0

H	2	3	4	5	6
	SBHAS 8012	SBHAS 8023	SBHAS 8034	SBHAS 8045	SBHAS 8056


D Ø9.0

H	2	3	4	5	6
	SBHAS 9012	SBHAS 9023	SBHAS 9034	SBHAS 9045	SBHAS 9056

- 使用在第二階手術(Two Stage)，待牙肉塑型
- 亦可植牙手術後立即接上，做為一階手術(One Stage)
- 安裝使用1.2 Hex / Torque Driver安裝
- 建議安裝扭力: 10 Ncm / Manual

Fixed Abutment

Narrow



D Ø4.0

H	4			
G/H	1	2	3	4
	SBFAN 4410(I)	SBFAN 4420(I)	SBFAN 4430(I)	SBFAN 4440(I)
H	5.5			
G/H	1	2	3	4
	SBFAN 4610(I)	SBFAN 4620(I)	SBFAN 4630(I)	SBFAN 4640(I)
H	7			
G/H	1	2	3	4
	SBFAN 4710(I)	SBFAN 4720(I)	SBFAN 4730(I)	SBFAN 4740(I)

D Ø4.5

H	4			
G/H	1	2	3	4
	SBFAN 4411(I)	SBFAN 4421(I)	SBFAN 4431(I)	SBFAN 4441(I)
H	5.5			
G/H	1	2	3	4
	SBFAN 4611(I)	SBFAN 4621(I)	SBFAN 4631(I)	SBFAN 4641(I)
H	7			
G/H	1	2	3	4
	SBFAN 4711(I)	SBFAN 4721(I)	SBFAN 4731(I)	SBFAN 4741(I)

- 使用在Cement-Type補綴方式的支台齒
- Abutment和Screw一體成型
- Ø4.0:使用Fixed Torque Driver套入安裝
- Ø4.5:使用1.2 Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: 25 Ncm
- 包裝內容: Abutment + Protect Cap、內附Cap規格依Abutment尺寸大小而異



Ø4.0 Fixed Torque Driver

Fixed Abutment

Standard



D Ø4.0

H	4			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 4410	SBFA 4420	SBFA 4430	SBFA 4440
H	5.5			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 4610	SBFA 4620	SBFA 4630	SBFA 4640
H	7			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 4710	SBFA 4720	SBFA 4730	SBFA 4740

D Ø5.0

H	4			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 5410	SBFA 5420	SBFA 5430	SBFA 5440
H	5.5			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 5610	SBFA 5620	SBFA 5630	SBFA 5640
H	7			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 5710	SBFA 5720	SBFA 5730	SBFA 5740

D Ø4.5

H	4			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 4411	SBFA 4421	SBFA 4431	SBFA 4441
H	5.5			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 4611	SBFA 4621	SBFA 4631	SBFA 4641
H	7			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 4711	SBFA 4721	SBFA 4731	SBFA 4741

D Ø6.0

H	4			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 6410	SBFA 6420	SBFA 6430	SBFA 6440
H	5.5			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 6610	SBFA 6620	SBFA 6630	SBFA 6640
H	7			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 6710	SBFA 6720	SBFA 6730	SBFA 6740

D Ø7.0

H	5.5			
G/H	1	2	3	4
	SBFA 7610	SBFA 7620	SBFA 7630	SBFA 7640

- 使用在Cement-Type補綴方式的支台齒
- Abutment和Screw一體成型
- Ø4.0:使用Fixed Torque Driver套入安裝
- Ø4.5 / Ø5.0 / Ø6.0:使用1.2Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: 30 Ncm
- 包裝內容: Abutment + Protect Cap、內附Cap規格依Abutment尺寸大小而異



Ø4.0 Fixed Torque Driver

Fixed Impression Coping



D	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
H	7	7	7	7	5.5
	SBFIC 470S	SBFIC 471S	SBFIC 570S	SBFIC 670S	SBFIC 760S

- 可直接套入Fixed Abutment為簡易印膜套件
- H為高度 / D為內徑
- 材質:POM

Fixed Lab Analog




D	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5
H	4	5.5	7	4	5.5	7
	SBFLA 440	SBFLA 460	SBFLA 470	SBFLA 441	SBFLA 461	SBFLA 471

D	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0
H	4	5.5	7	4	5.5	7	5.5
	SBFLA 540	SBFLA 560	SBFLA 570	SBFLA 640	SBFLA 660	SBFLA 670	SBFLA 760

- 搭配Fixed Impression Coping作為轉印齒模時標記口內植體支台齒的位置
- 顏色區分不同Abutment的高度
- 黃色:4.0mm 灰色:5.5mm 藍色:7.0mm
- 材質:Ti6Al4v

Dual Abutment

Narrow



Hex Non-Hex

D Ø4.5 Hex					
H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDN 4610(I)	SBDN 4620(I)	SBDN 4630(I)	SBDN 4640(I)	SBDN 4650(I)

D Ø5.0					
H	5.5				
G/H	1	2	3	4	-----
	SBDN 5610(I)	SBDN 5620(I)	SBDN 5630(I)	SBDN 5640(I)	-----

D Ø4.5 Non-Hex					
H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDN 4610N(I)	SBDN 4620N(I)	SBDN 4630N(I)	SBDN 4640N(I)	SBDN 4650N(I)


D Ø5.0					
H	5.5				
G/H	1	2	3	4	-----
	SBDN 5610N(I)	SBDN 5620N(I)	SBDN 5630N(I)	SBDN 5640N(I)	-----

- 使用1.2Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: 25 Ncm
- 包裝內容: Abutment + Ti Screw



Dual Abutment

Standard



Hex Non-Hex

D Ø4.5 Hex					
H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 4610	SBDS 4620	SBDS 4630	SBDS 4640	SBDS 4650

D Ø5.0					
H	4				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 5410	SBDS 5420	SBDS 5430	SBDS 5440	SBDS 5450

H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 5610	SBDS 5620	SBDS 5630	SBDS 5640	SBDS 5650

H	7				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 5710	SBDS 5720	SBDS 5730	SBDS 5740	SBDS 5750

D Ø6.0					
H	4				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 6410	SBDS 6420	SBDS 6430	SBDS 6440	SBDS 6450

H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 6610	SBDS 6620	SBDS 6630	SBDS 6640	SBDS 6650

H	7				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 6710	SBDS 6720	SBDS 6730	SBDS 6740	SBDS 6750

D Ø7.0					
H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 7610	SBDS 7620	SBDS 7630	SBDS 7640	SBDS 7650

D Ø4.5 Non-Hex					
H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 4610N	SBDS 4620N	SBDS 4630N	SBDS 4640N	SBDS 4650N

D Ø5.0					
H	4				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 5410N	SBDS 5420N	SBDS 5430N	SBDS 5440N	SBDS 5450N

H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 5610N	SBDS 5620N	SBDS 5630N	SBDS 5640N	SBDS 5650N

H	7				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 5710N	SBDS 5720N	SBDS 5730N	SBDS 5740N	SBDS 5750N

D Ø6.0					
H	4				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 6410N	SBDS 6420N	SBDS 6430N	SBDS 6440N	SBDS 6450N

H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 6610N	SBDS 6620N	SBDS 6630N	SBDS 6640N	SBDS 6650N

H	7				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 6710N	SBDS 6720N	SBDS 6730N	SBDS 6740N	SBDS 6750N

D Ø7.0					
H	5.5				
G/H	1	2	3	4	5
	SBDS 7610N	SBDS 7620N	SBDS 7630N	SBDS 7640N	SBDS 7650N

- 使用1.2Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: 30 Ncm
- 包裝內容: Abutment + Ti Screw



UCLA Casting Abutment



D Ø4.0

G/H TYPE	1	
	Hex	Non-Hex
	SBMA 4010S(I)	SBMA 4010B(I)

G/H TYPE	3	
	Hex	Non-Hex
	SBMA 4030S(I)	SBMA 4030B(I)

D Ø4.5

G/H TYPE	1	
	Hex	Non-Hex
	SBMA 4510S	SBMA 4510B

G/H TYPE	3	
	Hex	Non-Hex
	SBMA 4530S	SBMA 4530B

- 使用在咬合空間不夠，矯正支台齒置入角度或對美學有高要求的情況時，供牙技鑲型鑄造用
- 材質：鈹鎢鉍(UCLA Casting abutment)+Ti6Al4V(Ti Screw)
+ POM(Wax-Up Prop)
- 使用1.2Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 包裝內容: UCLA Abutment + Ti Screw



Dual Milling Abutment



D Ø4.0

TYPE ▶ G/H ▼		
	Hex	Non-Hex
1	SBDMN 4010(I)	SBDMN 4010N(I)
2	SBDMN 4020(I)	SBDMN 4020N(I)
3	SBDMN 4030(I)	SBDMN 4030N(I)
4	SBDMN 4040(I)	SBDMN 4040N(I)
5	SBDMN 4050(I)	SBDMN 4050N(I)

D Ø4.0

TYPE ▶ G/H ▼		
	Hex	Non-Hex
1	SBDMS 4010	SBDMS 4010N
2	SBDMS 4020	SBDMS 4020N
3	SBDMS 4030	SBDMS 4030N
4	SBDMS 4040	SBDMS 4040N
5	SBDMS 4050	SBDMS 4050N

D Ø6.0

TYPE ▶ G/H ▼		
	Hex	Non-Hex
1	SBDMS 6010	SBDMS 6010N
2	SBDMS 6020	SBDMS 6020N
3	SBDMS 6030	SBDMS 6030N
4	SBDMS 6040	SBDMS 6040N
5	SBDMS 6050	SBDMS 6050N

D Ø4.5

TYPE ▶ G/H ▼		
	Hex	Non-Hex
1	SBDMN 4510(I)	SBDMN 4510N(I)
2	SBDMN 4520(I)	SBDMN 4520N(I)
3	SBDMN 4530(I)	SBDMN 4530N(I)
4	SBDMN 4540(I)	SBDMN 4540N(I)
5	SBDMN 4550(I)	SBDMN 4550N(I)

D Ø4.5

TYPE ▶ G/H ▼		
	Hex	Non-Hex
1	SBDMS 4510	SBDMS 4510N
2	SBDMS 4520	SBDMS 4520N
3	SBDMS 4530	SBDMS 4530N
4	SBDMS 4540	SBDMS 4540N
5	SBDMS 4550	SBDMS 4550N

D Ø7.0

TYPE ▶ G/H ▼		
	Hex	Non-Hex
1	SBDMS 7010	SBDMS 7010N
2	SBDMS 7020	SBDMS 7020N
3	SBDMS 7030	SBDMS 7030N
4	SBDMS 7040	SBDMS 7040N
5	SBDMS 7050	SBDMS 7050N

D Ø5.0

TYPE ▶ G/H ▼		
	Hex	Non-Hex
1	SBDMN 5010(I)	SBDMN 5010N(I)
2	SBDMN 5020(I)	SBDMN 5020N(I)
3	SBDMN 5030(I)	SBDMN 5030N(I)
4	SBDMN 5040(I)	SBDMN 5040N(I)
5	SBDMN 5050(I)	SBDMN 5050N(I)

D Ø5.0

TYPE ▶ G/H ▼		
	Hex	Non-Hex
1	SBDMS 5010	SBDMS 5010N
2	SBDMS 5020	SBDMS 5020N
3	SBDMS 5030	SBDMS 5030N
4	SBDMS 5040	SBDMS 5040N
5	SBDMS 5050	SBDMS 5050N

- 材質: Ti6Al4V
- 可依照臨床需求，修整支台齒之高度、外徑等外型，以符合製作牙冠之條件
- 使用1.2 Hex / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 包裝內容: Dual Milling Abutment + Ti Screw




Angled Abutment

17°

D Ø4.3

G/H	2		
TYPE	A	B	N
	SBAA 4320A(I)	SBAA 4320B(I)	SBAA 4320N(I)

G/H	4		
TYPE	A	B	N
	SBAA 4340A(I)	SBAA 4340B(I)	SBAA 4340N(I)



- 使用在修正磨復體置入徑的角度
- Hex Type: 製作單顆假牙
- Non Hex Type: 製造多顆假牙連結
- 使用1.2Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 包裝內容: Abutment + Ti Screw



D Ø4.5

G/H	2		
TYPE	A	B	N
	SBAA 4520A	SBAA 4520B	SBAA 4520N

G/H	4		
TYPE	A	B	N
	SBAA 4540A	SBAA 4540B	SBAA 4540N

D Ø5.0

G/H	2		
TYPE	A	B	N
	SBAA 5520A	SBAA 5520B	SBAA 5520N


G/H	4		
TYPE	A	B	N
	SBAA 5540A	SBAA 5540B	SBAA 5540N

25°

D Ø4.3

G/H	2		
TYPE	A	B	N
	SBAA 4320A25(I)	SBAA 4320B25(I)	SBAA 4320N25(I)

G/H	4		
TYPE	A	B	N
	SBAA 4340A25(I)	SBAA 4340B25(I)	SBAA 4340N25(I)



- 使用在修正磨復體置入徑的角度
- Hex Type: 製作單顆假牙
- Non Hex Type: 製造多顆假牙連結
- 使用1.2Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 包裝內容: Abutment + Ti Screw



D Ø4.5

G/H	2		
TYPE	A	B	N
	SBAA 4520A25	SBAA 4520B25	SBAA 4520N25

G/H	4		
TYPE	A	B	N
	SBAA 4540A25	SBAA 4540B25	SBAA 4540N25

D Ø5.0

G/H	2		
TYPE	A	B	N
	SBAA 5520A25	SBAA 5520B25	SBAA 5520N25

G/H	4		
TYPE	A	B	N
	SBAA 5540A25	SBAA 5540B25	SBAA 5540N25

Temporary Abutment

D Ø4.0

G/H	1		3	
TYPE	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBTA 4010(I)	SBTA 4010N(I)	SBTA 4030(I)	SBTA 4030N(I)



- 使用於製作臨時樹脂牙冠
- 材料為SUS316，臨床容易修磨、操作
- Hex: 可使用在單顆假牙
- Non-Hex: 可使用在多顆假牙或是牙橋設計
- 使用1.2Hand / Torque Driver鎖入Ti-Screw
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 包裝內容: Abutment + Ti Screw



D Ø4.5

G/H	1		3	
TYPE	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBTA 4510	SBTA 4510N	SBTA 4530	SBTA 4530N

O-Ring Abutment



D Ø3.5

G/H ▼	
1	SBSAN 3510A(I)
2	SBSAN 3520A(I)
3	SBSAN 3530A(I)
4	SBSAN 3540A(I)
5	SBSAN 3550A(I)
6	SBSAN 3560A(I)

D Ø3.5

G/H ▼	
1	SBSA 3510A
2	SBSA 3520A
3	SBSA 3530A
4	SBSA 3540A
5	SBSA 3550A
6	SBSA 3560A

- Overdenture 覆蓋式義齒使用的支台齒
- 假牙使用O-ring: 黃色(4N)、紅色(6N)
- 技工所使用: 黑色(5N)
- 使用O-ring Driver安裝
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 包裝內容: Abutment + Retainer Set



- 使用O-ring Driver做連結

O-ring Lab Analog



SBOLA

- 取模後用來標示口內O-ring Abutment的位置

Retainer Set



SBR5

- 裝置在假牙內與O-ring Abutment配合
- 包裝內容物: Retainer + O-ring
- 假牙使用O-ring: 黃色(lbs)、紅色(lbs)
- 技工所使用: 黑色(lbs)

O-ring



SBRO

- 裝置在假牙內與O-ring Abutment配合
- 包裝內容物: O-ring
- 假牙使用O-ring: 黃色(lbs)、紅色(lbs)
- 技工所使用: 黑色(lbs)

Locator Abutment

支台齒



Locator Components

LOCATOR 全口假牙配件



ATLC

Locator Core Tool

定位器器械



ATLCT01

Narrow

Standard

G/H ▼	
1	SBLA 4110N(I)
2	SBLA 4120N(I)
3	SBLA 4130N(I)
4	SBLA 4140N(I)
5	SBLA 4150N(I)
6	SBLA 4160N(I)

G/H ▼	
1	SBLA 4110S
2	SBLA 4120S
3	SBLA 4130S
4	SBLA 4140S
5	SBLA 4150S
6	SBLA 4160S

- 使用說明: 主要用於全口假牙上之支台齒
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 包裝內容物: Abutment



- 品名: Locator Metal Housing
- 材質: Ti6a14v / Nylon
- Locator金屬帽蓋主要用於假牙與支台齒的固定。



- 材質: Silicone Rubber
- 主要用於支台齒與金屬帽蓋之間，保留支台齒與金屬帽蓋之間的活動空間。



- 材質: Nylon (Clear)
- 雙重固位定位器，活動角度10° X-20° X，1.12lbs




- 材質: Nylon (Pink)
- 雙重固位定位器，活動角度10° X-20° X，0.67lbs



- 材質: Nylon (Blue)
- 雙重固位定位器，活動角度10° X-20° X，0.34lbs

- 使用說明: 主要用於Locator鎖固使用。

Fixture Pick-up Impression Coping



D Ø4.0

TYPE	H 11		15	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBPIN 4011(I)	SBPIN 4011N(I)	SBPIN 4015(I)	SBPIN 4015N(I)

D Ø4.0

TYPE	H 11		15	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBPIS 4011	SBPIS 4011N	SBPIS 4015	SBPIS 4015N

D Ø5.0


TYPE	H 11		15	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBPIS 5011	SBPIS 5011N	SBPIS 5015	SBPIS 5015N

D Ø6.0

TYPE	H 11		15	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBPIS 6011	SBPIS 6011N	SBPIS 6015	SBPIS 6015N

- 使用Open-Tray方式之轉印取模套件
- 使用1.2Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: 10 Ncm

Fixture Transfer Impression Coping



D Ø4.0

TYPE	H 11		14	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBTIN 4011(I)	SBTIN 4011N(I)	SBTIN 4014(I)	SBTIN 4014N(I)

D Ø4.0

TYPE	H 11		14	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBTIS 4011	SBTIS 4011N	SBTIS 4014	SBTIS 4014N

D Ø5.0

TYPE	H 11		14	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBTIS 5011	SBTIS 5011N	SBTIS 5014	SBTIS 5014N

D Ø6.0

TYPE	H 11		14	
	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	SBTIS 6011	SBTIS 6011N	SBTIS 6014	SBTIS 6014N

- 使用Close-Tray方式之轉印取模套件
- 使用1.2Hand / Torque Piece Driver安裝
- 建議鎖入扭力: 10 Ncm

Fixture Lab Analog



TYPE	Narrow	Standard
	SBLA 350(I)	SBLA 400

- 轉印齒模後用來標記口內植體的位置
- 材質: Ti6Al4v

Digital Analog



TYPE	Narrow	Standard
	SBDLA 350(I)	SBDLA 400

- 使用於3D列印數位模型用的仿植體
- 包裝內容: Digital Analog
- 材質: Ti6Al4V

Scan Jig



TYPE	Narrow	Standard
	SBSJBN 4010(I)	SBSJBS 5010

- 使用於數位化掃描製程，可搭配於exocad、3 Shape 植體數據庫操作
- 使用1.2Hand / Torque Piece Driver安裝
- 包裝內容: Scan Jig + Ti Screw
- 建議鎖入扭力: 10 Ncm
- 材質: Ti6Al4V 噴砂




Abutment Ti-Base

D Ø4.0

D Ø4.0

H	4
G/H	0.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBTBN(I) SBTBN(I)N

H	4
G/H	0.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBTBS SBTBSN



- 使用於CAD / CAM客製化腐復物的支台齒，可搭配於exocad、3 Shape 植體數據庫操作
- 使用1.2Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 包裝內容: Ti Base+ Ti Screw
- 材質: Ti6Al4V



Blank Abutment




TYPE	Narrow	Standard	TYPE	Narrow	Standard
	SBBAN(I) 10	SBBAS 10		SBBAN(I) 15	SBBAS 15

- 可應用於牙科CNC齒雕機自由修整之客製化支台齒
- 使用1.2Hand / Torque Driver安裝
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 包裝內容: Blank Abutment + Ti Screw
- 材質: Ti6Al4V



Screw Abutment (MUA)



Narrow

G/H	1.5	2.5	3.5	4.5
	SBSAN 5015(I)	SBSAN 5025(I)	SBSAN 5035(I)	-----

Standard



G/H	1.5	2.5	3.5	4.5
	SBSAS 5015	SBSAS 5025	SBSAS 5035	SBSAS 5045

- 主材質: Ti6Al4V
- 使用說明: 主要使用在螺絲固定方式的補綴支台齒
- 使用 Abutment Torque Driver / Abutment Piece Driver 安裝 P.37
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm



Angled Screw Abutment (Angled MUA)

17°



Narrow

G/H	2.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBSAN 502517(I) SBSAN 502517N(I)

G/H	3.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBSAN 503517(I) SBSAN 503517N(I)

Standard


G/H	2.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBASAS 502517 SBASAS 502517N

G/H	3.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBASAS 503517 SBASAS 503517N

- 主材質: Ti6Al4V
- 使用說明: 主要用於成角螺絲固定方式的補綴支台齒
- 11° Mores Taper 有非常安全與緊密的連結角度支台齒可修正醫師植牙的角度
- 使用 1.2 Torque Driver / 1.2 Hand Driver 安裝 P.36.37
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 基台角度 17°



30°



Narrow

G/H	3.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBSAN 503530(I) SBSAN 503530N(I)

G/H	4.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBSAN 504530(I) SBSAN 504530N(I)

Standard


G/H	3.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBASAS 503530 SBASAS 503530N

G/H	4.5
TYPE	Hex Non-Hex
	SBASAS 504530 SBASAS 504530N

- 主材質: Ti6Al4V
- 使用說明: 主要用於成角螺絲固定方式的補綴支台齒
- 11° Mores Taper 有非常安全與緊密的連結角度支台齒可修正醫師植牙的角度
- 使用 1.2 Torque Driver / 1.2 Hand Driver 安裝 P.36.37
- 建議鎖入扭力: Narrow 25 Ncm / Standard 30 Ncm
- 基台角度 30°



Healing Cap



D	5.0	6.0
	SBHC 5046T	SBHC 6046T


- 主材質: Ti6Al4V
- 使用說明: 主要用於保護口內暴露之支台齒
- 包裝內容: Healing Cap + Ti Screw
- 使用 1.2 Torque Driver / 1.2 Hand Driver 安裝 P.36.37
- 建議鎖入扭力: 15 Ncm

Screw



Pick-up Impression Coping

Open-Tray




D Ø5.0

L1	15		L1	20	
TYPE	Hex	Non-Hex	TYPE	Hex	Non-Hex
	SBPIC 5010-15	SBPIC 5010N-15		SBPIC 5010-20	SBPIC 5010N-20

- 使用說明: 使用Open-Tray的方式取印模套件
- 使用 1.2 Torque Driver / 1.2 Hand Driver 安裝 P.36.37
- 建議鎖入扭力: 10 Ncm
- Hex: 可使用在單顆假牙
- Non-Hex: 可使用在全口假牙使用

Transfer Impression Coping

Close Tray



D Ø5.0

TYPE	Hex	Non-Hex
	SBTIC 5008	SBTIC 5008N

- 使用說明: 使用Close-Tray的方式取印模套件
- 使用 1.2 Torque Driver / 1.2 Hand Driver 安裝 P.36.37
- 建議鎖入扭力: 10 Ncm
- Hex: 可使用在單顆假牙
- Non-Hex: 可使用在全口假牙使用

Lab Analog



TYPE	Hex	Non-Hex
	SBLA 5020	SBLA 5020N

- 使用說明: 主要用於轉印齒模時用來標記口內植體支台齒的位置
- Hex: 可使用在單顆假牙
- Non-Hex: 可使用在全口假牙使用

Ti Cylinder




Burn-Out Cylinder



Metal Cylinder



Scan Jig




SBASJB 5010

Polishing Protector



Laboratory Screw



- 主材質: Ti6Al4V
- 使用說明: 主要用於牙技所鎖固假牙使用
- 使用1.2 Torque Driver / 1.2 Hand Driver安裝

Ti Base Cylinder

鈦基台



- 材質: Ti6Al4V + Ti6Al4V
- 滅菌: 121°C、15分鐘滅菌。
- 用途: 作為牙冠與Screw abutment(材質Ti6Al4V)/angled screw abutment(材質Ti6Al4V)間的連接基柱，其單口最大可搭配角度為Angled screw abutment之17°其Screw abutment / angled screw abutment 為衛署醫器製字第003245號之產品)。

MAS Ti Base Cylinder

萬向鈦基台




- 材質: Ti6Al4V + Ti6Al4V
- 滅菌: 121°C、15分鐘滅菌。
- 用途: 作為牙冠與Screw abutment(材質Ti6Al4V)/angled screw abutment(材質Ti6Al4V)間的連接基柱，其單口最大可搭配角度為Angled screw abutment之17°其Screw abutment / angled screw abutment 為衛署醫器製字第003245號之產品)。

Ti Base Abutment

Narrow

鈦基台



D	G/H	H	Hex	Non-Hex
4	0.5	4	BN-A16-400540H	BN-A16-400540N
4	1	4	BN-A16-401040H	BN-A16-401040N
4	2	4	BN-A16-402040H	BN-A16-402040N
4	3	4	BN-A16-403040H	BN-A16-403040N
4	0.5	5.5	BN-A16-400555H	BN-A16-400555N
4	1	5.5	BN-A16-401055H	BN-A16-401055N
4	2	5.5	BN-A16-402055H	BN-A16-402055N
4	3	5.5	BN-A16-403055H	BN-A16-403055N


- 材質: Ti6Al4V+Ti6A14V
- 滅菌: 121°C、15分鐘滅菌。
- 用途: 作為牙冠與植體間的連接基柱。



Ti Base Abutment

Standard

鈦基台



D	G/H	H	Hex	Non-Hex
4	0.5	4	BS-A16-400540H	BS-A16-400540N
4	1	4	BS-A16-401040H	BS-A16-401040N
4	2	4	BS-A16-402040H	BS-A16-402040N
4	3	4	BS-A16-403040H	BS-A16-403040N
4	0.5	5.5	BS-A16-400555H	BS-A16-400555N
4	1	5.5	BS-A16-401055H	BS-A16-401055N
4	2	5.5	BS-A16-402055H	BS-A16-402055N
4	3	5.5	BS-A16-403055H	BS-A16-403055N
5	0.5	4	BS-A16-500540H	BS-A16-500540N
5	1	4	BS-A16-501040H	BS-A16-501040N
5	2	4	BS-A16-502040H	BS-A16-502040N
5	3	4	BS-A16-503040H	BS-A16-503040N
5	0.5	5.5	BS-A16-500555H	BS-A16-500555N
5	1	5.5	BS-A16-501055H	BS-A16-501055N
5	2	5.5	BS-A16-502055H	BS-A16-502055N
5	3	5.5	BS-A16-503055H	BS-A16-503055N


- 材質: Ti6Al4V+Ti6A14V
- 滅菌: 121°C、15分鐘滅菌。
- 用途: 作為牙冠與植體間的連接基柱。



Ti Base Abutment for SC

Narrow

SC鈦基台



D	G/H	H	Hex	Non-Hex
4.5	0.5	4.7	BN-A32-450547H	BN-A32-450547N
4.5	2	4.7	BN-A32-452047H	BN-A32-452047N


- 材質: Ti6Al4V+Ti6A14V
- 滅菌: 121°C、15分鐘滅菌。
- 用途: 作為牙冠與植體間的連接基柱。



Ti Base Abutment for SC

Standard

SC鈦基台



D	G/H	H	Hex	Non-Hex
4.5	0.5	4.7	BS-A32-450547H	BS-A32-450547N
4.5	2	4.7	BS-A32-452047H	BS-A32-452047N

- 材質: Ti6Al4V+Ti6A14V
- 滅菌: 121°C、15分鐘滅菌。
- 用途: 作為牙冠與植體間的連接基柱。




Ti Scan Post for SC

Narrow

Standard

SC鈦基座掃描支柱




W	L1	L2	Hex	Hex
4.5	12.7	5.4	BN-A33-455412H	BS-A33-455412H

- 材質: Ti6Al4V+Ti6A14V
- 滅菌: 121°C、15分鐘滅菌。
- 用途: 作為掃描套件與植體間的連接基柱。



MAS Ti Base Abutment

萬向鈦基台



Narrow

D	G/H	H	REF No.	Screw REF No.
4	0.5	5	BN-A31-400550H	BN-B06-2016
4	2	5	BN-A31-402050H	BN-B06-4016
4	4	5	BN-A31-404050H	

Standard

D	G/H	H	REF No.	Screw REF No.
4	0.5	5	BS-A31-400550H	BS-B06-2020
4	2	5	BS-A31-402050H	BS-B06-4020

- 材質: Ti6Al4V+Ti6A14V
- 滅菌: 121°C、15分鐘滅菌。
- 用途: 作為牙冠與植體間的連接基柱。



Safety and Reliability is our paramount principle

alliance 全球安聯科技股份有限公司

82151 高雄市路竹區路科五路92號2樓 (高雄科學園區)

No.92, Luke 5th Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City 821, Taiwan (R.O.C.)

TEL 07-695-6688

FAX 07-695-5329

E-mail alliance@anchorfast.com.tw